



# Viruscreen®-Aero

Solution désinfectante pour diffusion aéroportée



## Décontamination permanente de l'air ambiant

Sans danger pour l'homme et l'environnement, la solution Viruscreen®-Aero a une composition décontaminante 100 % végétale, sans classement toxicologique et ne contient aucune molécule de synthèse.


- ✓ Formulation spécifiquement étudiée pour **diffusion aéroportée** dans un espace clos
- ✓ **Neutralise** les pathogènes en suspension dans l'air
- ✓ Réduction **instantanée** de l'activité microbienne de l'environnement traité
- ✓ Améliore **durablement** la qualité de l'air ambiant



### Certifié conforme aux normes européennes

NF EN 1040 : Bactéricides  
 NF EN 13727 : Bactéricides en milieu sale  
 NF EN 1275 : Fongicides  
 NF EN 14476+A2:07-2019 : Virucides dont COVID-19



 Imaginé, conçu & fabriqué en France



### Gamme

[Viruscreen®-Aero-5.0]

Bidon de 5 L pour VS-PRODIF-300

[Viruscreen®-Aero-2.5]

Bidon de 2.5 L pour VS-PRODIF-150

[Viruscreen®-Aero-1.0]

Bidon de 1L pour VS-PRODIF-075

### Modes d'application



VS-PRODIF

La solution Viruscreen®-Aero s'utilise avec les appareils de la gamme VS-PRODIF.

### Composition 100 % végétale

Acqua, Vegetabilis Alcohol, Cinnamomum verum, Citrus Limonia oil, Olea europaea L, Origanum vulgare, Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis, Satureja hortensis, Thymus vulgaris.

CONSOMMABLE

viruscreen.fr

